

にぎるっ茶

新発売

静岡茶
の
ち・か・ら

看護師さんが考えました。
握るその手を
心地よく。

Quality
of
Life

介護の現場で発案された「にぎるっ茶」は、
お年寄りや患者さんの拘縮した手のひらから発する
臭いや湿気を解消するために、看護師さんが
「お茶を入れた握り袋」を手作りの始まりました。

ブレンド茶と
綿紬



介護の負担や
臭いによる
環境改善効果



外袋：綿（遠州綿紬）

耐久性に優れ手洗い後、
形を整えて陰干しすることで
何度でも使用できます。



中袋：静岡茶バッグ（1袋）

煎茶とほうじ茶のブレンドにより
心地よい香りが持続します。
効果はおおよそ1週間です。

※不具合が生じた場合は使用を中止してください。



■外袋：遠州綿紬
（右手用：レッド系／左手用：イエロー系）
中身：静岡茶オリジナルブレンド

問い合わせ先

 (株)製茶問屋 山梨商店

〒420-0071 静岡県静岡市葵区一番町80
TEL.054-252-0503 FAX.054-252-1055

ホームページ <http://yamacha.jp>
Eメール yamacha@quartz.ocn.ne.jp



にぎるっ茶は、拘縮手の患者さん向けに開発したお茶と遠州綿紬を使ったサポータータイプの握り袋です。

- 使用するブレンド茶は、心地よい香りが持続します。
- 遠州綿紬は、デザイン性だけでなく、耐久性など機能性の面でも有効です。
- 長時間装着しても違和感がなく手にフィットし、快適な日常生活を送ることができます。

にぎるっ茶の使い方



① お茶バッグを開口部に挿入



② 5本の指を通す



③ 手の甲に折り返す



④ 親指側からマジックテープ止め



⑤ 小指側からマジックテープ止め



⑥ 完成

にぎるっ茶は、左手と右手を2色で色分け





左手用(イエロー系)

右手用(レッド系)

お茶バッグ

静岡茶の吸湿・消臭機能




静岡県工業技術研究所による試験結果

「にぎるっ茶モニター」アンケート

拘縮手の患者さん約30人に数日間使用していただきました。


〈消臭・乾燥の効果〉

わからない9% 変わらない4%



〈お茶の香りに癒やされる〉

感じない8% 改善が必要4%



ほんのりとお茶の香りがして
介護なさる方にも
癒し効果があると
感じます。

(看護師さんの声)



にぎるっ茶 プラス

姉妹品

サポーターに握る部分を追加した「にぎるっ子」(半円筒形状)の製品もあります。




福祉機器コンテスト2018
機器開発部門 優秀賞!

主催:一般社団法人日本リハビリテーション工学協会



商標登録 第6081990号 特許庁

Quality of Life



遠州綿紬

江戸時代中期から遠州(静岡県西部)で織り始められたキモノ用の綿織物です。明るく鮮やかな柄が若者の間でファンが増えています。

にぎるっ茶 Project

令和元年度 地域課題に係わる産学共同研究委託事業として、リハビリテーション医学に基づく手のひら用介護用品の商品化に向けて、5団体の専門分野の力を結集し研究が進められました。こうして静岡発の新ブランドとして、実際の患者さんに使っていただけるようになりました。

●プロジェクトメンバー

(株)製茶問屋山梨商店
〈技術協力〉
静岡県工業技術研究所
常葉大学健康科学部
技術士事務所トーテック
紫屋せんい技術士事務所
看護師 古川睦子(発案者)